

Technical Information

CRP, Chien Protéine C-réactive

Intact

Cat. Nr:	TE 1024
Test :	96
Méthode :	ELISA
Gamme:	5 - 50 mg/l (50 – 500 ng/ml avant dilution)
Sensibilité:	2.9 mg/l
Temps d'incubation :	2 heures
Vol.échantillon:	20 µl (à diluer 1 :100)
Echantillon:	Sérum et Culture cellulaire
Précautions:	Il est préférable d'utiliser des sérums non lipidiques. Centrifuger les échantillons de sérum dans les 4 heures. On peut conserver les échantillons 72 heures à température ambiante, 5 jours à 2-8°C ou les congeler à -20°C ou à -70°C. Maximum 3 cycles de congélation/décongélation.

Valeurs Normales : <5 mg/l

Espèces: Chien

Intérêt clinique:

On utilise le dosage de la CRP pour faire le diagnostic ou le suivi de maladies inflammatoires. Bien que la CRP ne soit pas associée à une pathologie spécifique, la mise en évidence d'une augmentation de CRP traduit l'existence de processus inflammatoires. Les taux de CRP dans le sérum ou dans l'urine augmentent dans les heures qui suivent le début de l'inflammation et atteignent un pic pendant la phase aigüe. Dès que l'inflammation régresse, les taux de CRP commencent à baisser. Dans la mesure où le taux de sédimentation des érythrocytes peut être influencé par d'autres processus physiologiques, la mesure du taux de CRP est un indicateur plus sensible et plus fiable pour :

- Détection rapide et simple des processus inflammatoires
- Suivi de traitement (processus inflammatoires d'origine immunitaire)
- Screening avant et après chirurgie
- Aide au diagnostic de maladies infectieuses
- Check-up avant voyage ou vaccination
- Check-up de routine (particulièrement pour des chiens âgés)
- Grossesse
- Cancer

For further information please contact / Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an /
Pour plus d'informations, veuillez contacter:

www.tecomedical.com



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

TECOmedical AG

Gewerbestrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail info@tecomedical.com

Germany

TECOmedical GmbH

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail info@tecomedical.com

Austria

TECOmedical AG

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail info@tecomedical.com