

Information

always your partner

TECO[®] Fast Candida Ag & IgG



2 Lateral Flow Assays zur schnellen, parallelen Diagnostik der Invasiven Candidiasis und Candidämie auf Antigen- und Antikörper-Ebene

- Lateral Flow Assays auf Fluoreszenzbasis zur Auslesung am Reader
- (Semi-)quantitativ, Berechnung der IgG-Konzentration in AU/ml und des Mannan-Antigens in pg/ml
- Validiert für Serumproben
- 2 Ergebnisse in 40 Minuten aus 305 µl Serum
- Detektionslimit IgG: 7 AU/ml, cut-off Wert von 135 AU/ml
- Detektionslimit Antigen: 21,5 pg/ml, cut-off Wert von 60 pg/ml
- Steigerung der diagnostischen Aussagekraft durch Kombination zweier Parameter

	Fast Candida Mannan IgG	Fast Candida Mannan Antigen
Klinische Sensitivität	86,2 % (n = 222)	88,1 % (n = 155)
Klinische Spezifität	95,3 % (n = 222)	96,9 % (n = 155)



TECO® *Fast* Candida IgG und Antigen LFA - Probenvorbereitung



TECO® *Fast* Candida Mannan Antigen LFA
Katalognummer: TE1081

&

TECO® *Fast* Candida IgG Antikörper LFA
Katalognummer: TE1083

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
For further information please contact:
Pour plus d'information, veuillez contacter:

www.tecomedical.com



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

TECO medical AG
Gewerbstrasse 10
4450 Sissach
Phone +41 61 985 81 00
Fax +41 61 985 81 09
Mail info@tecomedical.com

Germany

TECO medical GmbH
Wasserbreite 57
32257 Bünde
Phone +49 52 23 985 99 99
Fax +49 52 23 985 99 98
Mail info@tecomedical.com

Austria

TECO medical AG
Phone 0800 20 40 66
Fax 0800 20 40 55
Mail info@tecomedical.com