

## Information

*always your partner*

### TECO® Fast Candida Ag & IgG



2 tests de flux latéral pour un diagnostic rapide et en parallèle de la candidose invasive et de la candidémie au niveau des antigènes et des anticorps

- Tests de flux latéral basés sur la fluorescence conçus pour être lus par un lecteur
- (Semi) quantitatifs, calcul de la concentration des IgG en UA/ml et de l'antigène Mannane en pg/ml
- Validés pour des échantillons de sérums
- 2 résultats en 40 minutes obtenus avec 305 µl de sérum
- Limite de détection des IgG : 7 AU/ml, valeur de cut-off égale à 135 AU/ml
- Limite de détection de l'Antigène : 21.5 pg/ml, valeur de cut-off égale à 60 pg/ml
- Augmentation de la pertinence du diagnostic grâce à la combinaison des 2 paramètres

	<b>Fast Candida Mannan IgG</b>	<b>Fast Candida Mannan Antigen</b>
<b>Sensibilité clinique</b>	86.2% (n = 222)	88.1% (n = 155)
<b>Spécificité clinique</b>	95.3% (n = 222)	96.9% (n = 155)



## TECO® Fast Candida IgG & Antigen LFA – Préparation de l'échantillon



TECO® Fast Candida Mannan Antigen LFA  
Catalogue Nr TE1081

&

TECO® Fast Candida IgG Antibody LFA  
Catalogue Nr TE1083

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
For further information please contact:  
Pour plus d'information, veuillez contacter:

[www.tecomedical.com](http://www.tecomedical.com)



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters  
**TECO medical AG**  
Gewerbstrasse 10  
4450 Sissach  
Phone +41 61 985 81 00  
Fax +41 61 985 81 09  
Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Germany  
**TECO medical GmbH**  
Wasserbreite 57  
32257 Bünde  
Phone +49 52 23 985 99 99  
Fax +49 52 23 985 99 98  
Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Austria  
**TECO medical AG**  
Phone 0800 20 40 66  
Fax 0800 20 40 55  
Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)