

## Information

*always your partner*

### 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test




Lateral flow Test zur qualitativen Bestimmung von COVID-19 IgG/IgM

- Combo-Design: IgM/IgG Bestimmung auf einer Testkassette;
- Flexible Verwendung von Serum-, Plasma und Vollblutproben;
- Ergebnisse in ca. 10 Minuten;
- Die exzellenten Testeigenschaften werden in verschiedenen, internationalen Studien mit mehr als 1`600 Proben bestätigt.

Testprinzip	Bestimmung von IgM und IgG gegen SARS-CoV-2 Nukleokapsid und Spike Proteinen
Technologie	Lateral Flow Immunoassay auf Testkassette
Probenmaterial	Serum, Plasma und Vollblut
Inkubationszeit	10 Minuten
Positiver Vorhersagewert (PVW)	91,5% (n=165)
Negativer Vorhersagewert (NVW)	96,3% (n=297)
Sensitivität	93,2% (n=162)
Spezifität	95,5% (n=300)
Beschreibung	2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test
Produziert von	Dynamiker Biotechnology Co., Ltd.; Tianjin, China
Packungsgrösse	40 Testkassetten
Artikelnummer	DNK-1419-1

## Testablauf



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
For further information please contact:  
Pour plus d'information, veuillez contacter:

[www.tecomedical.com](http://www.tecomedical.com)



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

**TECOmedical AG**

Gewerbestrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Germany

**TECOmedical GmbH**

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)

Benelux

**TECOmedical Benelux BV**

Computerweg 22

3542 DR Utrecht, The Netherlands

Phone +31 30 307 87 30

Fax +31 30 307 49 39

Mail [benelux@tecomedical.com](mailto:benelux@tecomedical.com)

Austria

**TECOmedical AG**

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail [info@tecomedical.com](mailto:info@tecomedical.com)