

Information

always your partner

EurobioPlex FluCoSyn



Differentialdiagnose für respiratorische Infektionen
(Influenza A/B, COVID-19, RSV A/B) mittels RT-PCR

- Produziert in Frankreich
- Screening von 3 Viren in 1 Röhrchen
- Sehr hohe Sensitivität und Spezifität
- Validiert für Proben des oberen und unteren Respirationstraktes

Testprinzip	Influenza A/B, SARS-CoV-2 and RSV A/B Pathogen Nachweis
Technologie	Real-time RT-PCR
Target Gene	RdRp Gen, N Gen plus genomische Fragmente von RSV und Influenza
Probenmaterial	Nasopharyngealer Abstrich, Nasopharyngeales Aspirat, Bronchial Aspirat, Bronchoalveolare Flüssigkeit, Sputum
Kontrollmaterial	Positive, negative und interne Kontrollen
Testdauer (PCR)	90 Minuten
Validiert auf	LC480®, CFX96®, ABI7500
Klin. Sensitivität	≥ 99% (Flu A/B = 97%)
Klin. Spezifität	>99%
Positiver Vorhersagewert	>99%
Negativer Vorhersagewert	≥98% (Flu A/B = 96%)
Beschreibung	EurobioPlex FluCoSyn Multiplex
Produziert von	Eurobio-Scientific, Les Ulis, Frankreich
Packungsgrösse	192 Reaktionen
Artikelnummer	EBX-042-192

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
For further information please contact:
Pour plus d'information, veuillez contacter:

www.tecomedical.com



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

TECOmedical AG

Gewerbestrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail info@tecomedical.com

Germany

TECOmedical GmbH

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail info@tecomedical.com

Benelux

TECOmedical Benelux BV

Computerweg 22

3542 DR Utrecht, The Netherlands

Phone +31 30 307 87 30

Fax +31 30 307 49 39

Mail benelux@tecomedical.com

Austria

TECOmedical AG

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail info@tecomedical.com