

Information

always your partner

EurobioPlex SARS-CoV-2



RT-PCR zur schnellen und zuverlässigen Diagnose

- Hergestellt in Frankreich unter Lizenz vom Pasteur Institut Paris
- 3 Targets auf zwei Genen
- Validiert für Proben des oberen und unteren Respirationstraktes
- Validiert auf Speichelproben

Testprinzip	SARS-CoV-2 Pathogen Nachweis
Technologie	Real-time RT-PCR
3 Targets auf 2 Genen	2 Targets für hochkonservative Regionen auf dem RdRp Gen (IP2 und IP4) und ein Target auf dem N-Gen.
Probenmaterial	Nasopharyngeale Aspiration, Nasentupfer, Broncheo-alveolare Flüssigkeit, Sputum, Speichel
Kontrollmaterial	Positive, negative und interne Kontrollen
Testdauer (PCR)	1 Stunde 15 Minuten
Validiert auf	LC480®, ABS 7500®, ABS QS5®, CFX96®. DTprime
Kreuzreaktionen	58 Proben: CoV NL63 (7 Proben), CoV OC43 (8 Proben) und zusätzlich Adenovirus, RSV A+B, Influenza A+B, Parainfluenza, Rhinovirus, hMPV, Bocavirus, Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella (alle Stämme), Parechovirus (Typ 1-6), Enterovirus
Sensitivität	>99% (116/116)
Spezifität	98.6% (69/70)
Übereinstimmung	99.5% (184/185)
Beschreibung	EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex
Produziert von	Eurobio-Scientific, Les Uli, Frankreich
Zertifizierung	CE-zertifizierter IVD Test
Packungsgrösse	192 Reaktionen
Artikelnummer	EBX-041-192

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
For further information please contact:
Pour plus d'information, veuillez contacter:

www.tecomedical.com



A EUROBIO SCIENTIFIC COMPANY

Switzerland / Headquarters

TECOmedical AG

Gewerbstrasse 10

4450 Sissach

Phone +41 61 985 81 00

Fax +41 61 985 81 09

Mail info@tecomedical.com

Germany

TECOmedical GmbH

Wasserbreite 57

32257 Bünde

Phone +49 52 23 985 99 99

Fax +49 52 23 985 99 98

Mail info@tecomedical.com

Benelux

TECOmedical Benelux BV

Computerweg 22

3542 DR Utrecht, The Netherlands

Phone +31 30 307 87 30

Fax +31 30 307 49 39

Mail benelux@tecomedical.com

Austria

TECOmedical AG

Phone 0800 20 40 66

Fax 0800 20 40 55

Mail info@tecomedical.com